

## Kiezen tussen een slaapzak en een verpleegdeken?

Een slaapzak en een verpleegdeken, zijn beide heel humane oplossingen om personen licht te beperken in hun bewegingsvrijheid, met het doel hen te beschermen. De keuze voor een van beide heeft te maken met de aard van de persoon en de limitatie aan bewegingsvrijheid.



### Uitvoeringen

#### Stretch

Enkel voor slaapzak of verpleegdeken. Geschikt voor rustige patiënten.



- Samenstelling
- 85% katoen
- 15% polyester
- 280 g/m<sup>2</sup>



#### TR & FR (tear resist & fire resist)

Voor slaapzak, verpleegdeken en 2-delig verpleegdeken. Geschikt voor rustige patiënten.




- Samenstelling
- 34,5% katoen
- 31% polyester
- 22,5% modacryl
- 12% viscose
- 280 g/m<sup>2</sup>
- Tear resistance 410 N
- Fire resistance BS EN 1021-1 & BS EN 1021-2



#### TR & FR plus

Voor slaapzak, verpleegdeken en 2-delig verpleegdeken. Geschikt voor zeer onrustige patiënten.



- Samenstelling
- 54% modacryl
- 45% polyester
- 2% AT
- 215 g/m<sup>2</sup>
- Tear resistance 285 N
- Fire resistance EN 11612



Uitgebreide informatie via onze webshop

[www.ficobelgium.eu](http://www.ficobelgium.eu)