



3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat I.V. Fixatieverband 1658R, 10 × 12 cm, 25 stuks/doos, 4 dozen/overdoos

GTIN/EAN code: 30707387782185, Art. code 3M (Short id) 1658R,
Art. ref. 3M : 7100096015, Uw artikelnummer [Beheren](#)



Standaard | **Op voorraad**

- Geïntegreerd infuusverband combineert infectiereductie met zichtbaarheid van de insteekplaats, katheterfixatie en ademend vermogen
- Het aanbrengkader garandeert een nauwkeurige en eenvoudige positionering en zorgt ervoor dat het verband minder snel aan handschoenen of zichzelf kleeft.
- Bewezen vermindering van CRBSI en kolonisatie van vaatkatheters
- Biedt onmiddellijke en continue antimicrobiële bescherming met geïntegreerde CHG-gelpad (chloorhexidene gluconaat), zonder dat er vocht nodig is voor activering
- Ontworpen om te voorkomen dat de katheter beweegt en loskomt. Helpt katheters op hun plaats te houden met een grote fixatiestrip en een aanpasbare sleutelgatinkeping.
- De transparante film en gelpad zorgen ervoor dat de opening voortdurend zichtbaar is, zodat vroege tekenen van infectie eenvoudig te herkennen zijn.
- Ademend verband maakt vochtafvoer van de huid mogelijk
- Eenvoudig en consistent aanbrengen dankzij het geïntegreerde ontwerp (alles-in-één antimicrobieel gelpad en verband)
- Draagtijd tot wel 7 dagen
- Biedt een waterdichte en steriele barrière tegen externe contaminanten, waaronder vloeistoffen, bacteriën en virussen.*

Specificaties

* Kleinste verkoopbare eenheid ?

Details

Catalogusnummer	1658R
Cladimed-code	E52EC1
Dozen per Overdoos	4.0
Eenheden per doos	100.0
Eenheden per individuele verpakking	25
Eenheden per verpakking	25
Houdbaarheid in dagen	730 Dagen
Indicatie	I.V. gerelateerd
Individuele verpakkingen per doos	4
Kleinste verkoopbare eenheid*	Zak
Klinisch subgebied	Orthopedie
Merk	Tegaderm™
Productgebruik	Arteriële katheter Dialyse Epiduraal katheter CVC PICC PIV
Producttype	Bevestigingsverband
Steriel	Ja
Totaal aantal eenheden per doos	100
Totale breedte (metrisch)	10 cm
Totale lengte (metrisch)	12 cm

Afmetingen en classificaties

Doos Breedte	16,2 cm
Doos Bruto gewicht	471,75 Gram
Doos Hoogte	5,4 cm
Doos Lengte	26 cm
Doos Volume	2,96 dm ³
Overdoos Breedte	17,8 cm
Overdoos Bruto gewicht	1,887 Kg
Overdoos Hoogte	24,1 cm
Overdoos Lengte	27,6 cm
Overdoos Volume	11,84 dm ³
Pallet Breedte	1,07 meter
Pallet Bruto gewicht	203 Kg
Pallet Hoogte	1,09 meter

Pallet Lengte	1,22 meter
Pallet Volume	1,423 m ³
Zak Bruto gewicht*	18,87 Gram
Zak Volume*	118,4 cm ³
ECCN nummer	EAR99
Harmonisatie code	

Verpakking en identificatie

Disclaimer land van oorsprong	Informatie over het land van oorsprong van het weergegeven product. Dit betreft de niet-preferentiële oorsprong welke gebruikt wordt om de toepasselijke rechten, quota en juiste oorsprongverklaring op productlabel te bepalen. Aan weergegeven land van oorsprong kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van mogelijke preferentiële oorsprong en herkomst van de producten . Van een preferentieel tarief kan alleen gebruik worden gemaakt indien de preferentiële oorsprong van de goederen op de voorgeschreven wijze (artikel 56, lid 3 DWU) wordt aangetoond. Deze bepalingen zijn specifiek voor 3M producten.
Verzendadres	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Disclaimer verzendadres	Het land van oorsprong kan afwijken van het verzendadres
GTIN/EAN binnenverpakking (Doos)	30707387782185
GTIN/EAN consumenteneenheid (Zak)*	00707387782184
GTIN/EAN overdoos (Overdoos)	50707387782189
Land van oorsprong	Verenigde Staten
per Doos	25 Zak
per Overdoos	100 Zak
per Pallet	10000 Zak

Transport

Luchttransport beschikbaar	Ja
Droogijs-vervoer	Nee

Details

- Geïntegreerd infuusverband combineert infectiereductie met zichtbaarheid van de insteekplaats, katheterfixatie en ademend vermogen

- Het aanbrengkader garandeert een nauwkeurige en eenvoudige positionering en zorgt ervoor dat het verband minder snel aan handschoenen of zichzelf kleeft.
- Bewezen vermindering van CRBSI en kolonisatie van vaatkatheters
- Biedt onmiddellijke en continue antimicrobiële bescherming met geïntegreerde CHG-gelpad (chloorhexidene gluconaat), zonder dat er vocht nodig is voor activering
- Ontworpen om te voorkomen dat de katheter beweegt en loskomt. Helpt katheters op hun plaats te houden met een grote fixatiestrip en een aanpasbare sleutelgatinkeping.
- De transparante film en gelpad zorgen ervoor dat de opening voortdurend zichtbaar is, zodat vroege tekenen van infectie eenvoudig te herkennen zijn.
- Ademend verband maakt vochtafvoer van de huid mogelijk
- Eenvoudig en consistent aanbrengen dankzij het geïntegreerde ontwerp (alles-in-één antimicrobieel gelpad en verband)
- Draagtijd tot wel 7 dagen
- Biedt een waterdichte en steriele barrière tegen externe contaminanten, waaronder vloeistoffen, bacteriën en virussen.*

3M™ Tegaderm™ CHG Chlorhexidine Gluconate I.V. Fixatieverband wordt gebruikt om de insteekplaats te bedekken en te beschermen en om hulpmiddelen op de huid te bevestigen.

3M™ Tegaderm™ CHG Chlorhexidine Gluconate I.V. Fixatieverband is ons alles-in-één antimicrobieel en transparant CHG-gelpad verband. Het is bewezen dat het katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties (CRBSI's) en katheterkolonisatie vermindert. Het combineert antimicrobiële activiteit met de uitstekende prestaties van Tegaderm verbanden.