



Manumed ST



De budgetvriendelijke bank

Manumed ST

Met deze budgetvriendelijke Manumed onderzoeks- en behandelbank kunt u werkelijk overal behandelen, ook zonder elektrische voorzieningen. Er bestaan namelijk twee uitvoeringen van de Manumed ST kwaliteitsbank; een elektrische variant en een hydraulische variant.

Met de hydraulische variant heeft u geen stopcontact nodig! Hiermee heeft u overal het voordeel van een gemakkelijk te bedienen hoog-laag onderzoeks- en behandelbank. Met het eenvoudig te bedienen voetpedaal stelt u de juiste hoogte moeiteloos in. Beschikt u wel over stopcontacten op alle behandelplaatsen? Dan maakt de elektrische variant het gebruik nog comfortabeler. Met een eenvoudige

druk op de knop (of met behulp van de rondombediening) wordt de hoogte geheel elektrisch ingesteld.

Welke variant u ook kiest, de Manumed ST is een perfecte kwaliteitsbank met een stabiel frame en is voorzien van een uiterst fraaie bekleding. Dankzij de geometrie van het frame is er ook veel beenruimte onder de bank, waardoor een behandeling 'in zit' ook voor de specialist zeer comfortabel is. Een wielhefmechanisme behoort tot de optionele mogelijkheden waarmee de bank eenvoudig en snel verplaatst kan worden. De Manumed ST is de ideale Manumed voor een zeer vriendelijke prijs.






Manumed ST

- Verkrijgbaar als 2-delig en als 3-delig model
- Verkrijgbaar als hoofddeel- of als rugdeelvariant
- Verkrijgbaar met hydraulische of met elektrische hoogte-verstelling
- Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren polstering
- Vele opties en accessoires zijn mogelijk
- Bijzonder aantrekkelijk prijsniveau


Manumed ST 3-delig

Manumed ST, 3-delig, hydraulisch H/L

Manumed ST, 3-delig, elektrisch H/L



BESTELGEGEVENS




Manumed ST 2-delig, hoofddeel

Manumed ST, 2-delig, hoofdblad, hydraulisch H/L

Manumed ST, 2-delig, hoofdblad, elektrisch H/L

BESTELGEGEVENS




Manumed ST 2-delig, rugdeel

Manumed ST 2-delig, rugdeel, hydraulisch H/L

Manumed ST 2-delig, rugdeel, elektrisch H/L

BESTELGEGEVENS



Manumed ST


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (lxb):	207 - 209 x 67 cm
Hoogteverstelling:	45-101 cm
Tijdsduur hoogteverstelling (min.-max.):	ongeveer 25 sec.
Hefvermogen:	150 kg
Netspanning:	230VAC 50/60 Hz
Opgenomen stroom:	1.0 A max.
Kracht hydraulische pomp:	10.000 N

Dit is een medisch hulpmiddel



Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via www.enraf-nonus.com).



Manumed ST kleuren

OPTIES⁽¹⁾

Voor ieder interieur een eigen Enraf-Nonius bank. Ook in fysiotherapiepraktijken is een goede uitstraling belangrijk. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen in de ruimte waar zij behandeld worden. Omdat iedere praktijk anders ingericht is en een eigen kleur heeft, vinden wij het belangrijk dat ook de behandelbank binnen uw concept en sfeer past. Vandaar dat wij de behandelbanken kunnen produceren in meerdere skaikleuren. Onze skai bekleding is ftalatenvrij, vlamvertragend en biocompatibel; een unieke combinatie die deze skai geschikt maakt voor medisch gebruik!




(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie.



Manumed ST kleuren

EXECUTIVE




012 zwart




213 grijs



199 lavendel



204 siriusblauw



169 korenbloemblauw



170 baby blauw

Manumed ST

Bekledingsvariant

Blad breedte	4 cm dik
67 cm	S
S = Standaard	



Hoogteverstelling


- A. Hydraulisch
- B. Elektrische voetschakelaar (standaard)
- C. Elektrische rondombediening (optioneel)
- D. Handschakelaar (optioneel)



A



B



C



D

OPTIES⁽¹⁾



(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie

Manumed ST

OPTIES⁽¹⁾


Hefvermogen

A. Elektrisch - max. 150 kg

B. Hydraulisch - max. 150 kg



A



B

Overige optionele mogelijkheden

A. Rol-hefmechanisme met wielen

B. 1550809 Veiligheidsschakelaar universeel

C. 1550804 Neerklapbare zijsteunen (set van 2)



A



B



C

(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie



Manumed ST

ACCESSOIRES

Papierrolhouders en papierrollen

- 3450105 Papierrolhouder voor 50 & 60 cm rollen, bevestigd aan hoofdeinde
- 1550800 Papierrolhouder voor de Manumed ST, voor 50 cm rollen, bevestigd aan voeteneinde
- 3445280 Papierrolhouder vrijstaand voor 50 & 60 cm rol
- 3445278 Papierrollen 50 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks
- 3445279 Papierrollen 60 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks



3450105



1550800



3445280



3445278 / 3445279



Manumed ST

ACCESSOIRES

Fixatieaccessoires

- 1550815 Fixatiesteun zwart⁽¹⁾ (2 stuks)
- 1550806 Bevestigingsbalk voor fixatiesteun schouder, en oksel en voor gynoset
- 1550807 Bevestigingsbalk voor fixatiesteun oksel en voor gynoset
- 1550808 Bevestigingsbalk voor fixatiesteun schouder.



1550815



1550806



1550807



1550808

(1) = vereist bevestigingsbeugel 1550806, 1550807 of 1550808



Manumed ST

ACCESSOIRES

Fixatiegordels

- 3445023 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 120 cm
- 3445014 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 160 cm
- 3445015 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 240 cm
- 3445475 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 250 cm
- 3445474 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 350 cm



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



Taboeretten

ACCESSOIRES

- 3xxx010 Taboeret, hoogte instelbaar van 40-53 cm
- 3xxx011 Taboeret, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx012 Taboeret, met wielen, voetensteun en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx013 Volgkruk, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 43-56 cm
- 3xxx020 Taboeret, zadelzit, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012




3xxx013



3xxx020


In onderstaande kleuren leverbaar

NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px;">811</div> <div style="background-color: #c08040; color: white; padding: 5px;">851</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">410</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px;">408</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px;">012</div> <div style="background-color: #555; color: white; padding: 5px;">213</div> <div style="background-color: #ccc; color: white; padding: 5px;">199</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">204</div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px;">169</div> <div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px;">170</div> </div>



Kussens

3xxx002	Halfrol, met platte onderkant, klein, speciaal voor de enkel	28x9x11 cm
3xxx003	Halfrol, met platte onderkant, groot	56x16x18 cm
3xxx023	Massagerol	50x Ø15 cm
3xxx004	Nekrol, zandloper model	30x15 cm
3xxx005	Massagekussen	30x28x8 cm
3xxx015	Wigkussen	50x30x15 cm



In onderstaande kleuren leverbaar

NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE

ACCESSOIRES




Kussens

ACCESSOIRES

1550813 Neusplug driehoekig ⁽¹⁾ 16,5 x 21 cm

3445297 Wig volgens Kaltenborn, rubber ⁽¹⁾ 22,5 x 10,5 x 8,5

3446161 Zandkussen 1,2 kg ⁽²⁾ 15x25 cm



1550813


(1) = alleen in zwart verkrijgbaar
(2) = alleen in grijs leverbaar



3445297



3446161



Badstofhoezen

ACCESSOIRES

3445240	Badstofhoes met neusgat	blauw
3445241	Badstofhoes met neusgat	bordeaux
3445242	Badstofhoes met neusgat	wit
3445244	Badstofhoes met neusgat	jade
3445249	Badstofhoes met neusgat	antraciet
3445250	Badstofhoes met neusgat	royal blue
3445261	Badstofhoes zonder neusgat	blauw
3445034	Badstofhoes zonder neusgat	bordeaux
3445267	Badstofhoes zonder neusgat	wit
3445262	Badstofhoes zonder neusgat	jade
3445248	Badstofhoes zonder neusgat	antraciet
3445247	Badstofhoes zonder neusgat	royal blue
3445259	Elastische bankhoesbretels, set van 3 stuks	



3445240
3445261



3445241
3445034



3445242
3445267



3445244
3445262




3445248
3445249



3445247
3445250



3445259



Gynaecologische accessoires

ACCESSOIRES

1550806 Bevestigingsbalk voor gynoset (en voor fixatiesteun schouder, oksel)

1550807 Bevestigingsbalk voor gynoset (en voor fixatiesteun oksel)

1550810 Gynoset Comfort, knieschalen⁽¹⁾

1550805 Gynoset, voetsteun ⁽¹⁾



1550806



1550807



1550810



1550805



(1) = vereist bevestigingsbeugel 1550806 of 1550807



Manumed ST



De budgetvriendelijke bank

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Nederland
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE