



Vacotron 460

Vacuümmodule:
De ideale partner
voor de Endomed 482
en de Sonopuls 492

Vacotron 460

De Vacotron 460 is een module voor de 4-serie.

Met deze module kunt u elektrotherapie toepassen met behulp van vacuümelektroden. Dit gaat snel en gemakkelijk en maakt het aanleggen van elektroden zeer eenvoudig.

De Vacotron 460 is een waardevolle aanvulling op de elektrotherapieapparaten uit de 4-serie.

- Aan te sluiten op de elektrotherapie- en combinatieapparaten uit de 4-serie
- Snelle toepassing van vacuümelektroden op plaatsen waar het gebruik van fixatiebanden onmogelijk is
- Continue en intermitterende zuigkracht
- Nauwkeurige instelling van de zuigkracht
- Unieke kabelaansluiting voor snelle toepassing van rubberelektroden



De Vacotron 460 kan alleen gebruikt worden in combinatie met de Sonopuls 492 of de Endomed 482.



Vacotron 460


1498950 Vacotron 460 module

Kan alleen gebruikt worden in combinatie met de Sonopuls 492 of de Endomed 482.

Standaard accessoires Vacotron 460

- 1498756 4-Serie Informatieboekje
- 2x 3444503 Vacuümelektroden Ø 60 mm, set van 2 st.
- 3444505 Sponsjes Ø 65 mm, set van 4 st.
(voor vacuümelektrode Ø 60 mm)
- 2x 3444507 Vacuümelektrodekabel rood
- 2x 3444508 Vacuümelektrodekabel zwart


BESTELGEGEVENS



Vacotron 460

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (BxDxH)	24 x 28.6 x 9.3 cm
Gewicht	2 kg
Vacuüm	continu en pulserend 0-800 mbar, traploos regelbaar
Pulseren	puls : pauze = 0.5 : 0.5 seconden, 1 : 1 seconde



Vacotron 460

ACCESSOIRES

Vacuüm accessoires

- 3444509 Vacuümelektroden Ø 30 mm, set van 2 st.
- 3444503 Vacuümelektroden Ø 60 mm, set van 2 st.
- 3444504 Vacuümelektroden Ø 90 mm, set van 2 st.
- 3444516 Sponsjes Ø 30 mm, set van 4 st. (voor vacuümelektrode Ø 30 mm)
- 3444505 Sponsjes Ø 65 mm, set van 4 st. (voor vacuümelektrode Ø 60 mm)
- 3444506 Sponsjes Ø 95 mm, set van 4 st. (voor vacuümelektrode Ø 90 mm)
- 3444507 Vacuümelektrodekabel rood
- 3444508 Vacuümelektrodekabel zwart



3444509
Ø 30 mm



3444503
Ø 60 mm



3444504
Ø 90 mm



3444507



3444516
Ø 30 mm




3444505
Ø 65 mm



3444506
Ø 95 mm



3444508



GERELATEERDE PRODUCTEN

Sonopuls 492

Deze alleskunner stelt u in staat om ultrageluidtherapie, elektrotherapie en combinatietherapie toe te passen.

Endomed 482

De Endomed 482 is het elektrotherapieapparaat voor de veeleisende therapeut

EN-Car

De EN-Car is uw kameraad voor elk Enraf-Nonius-toestel. Voor laser, ultrageluid-, biofeedback- en elektrotherapie, met de EN-Car heeft u alles dicht bij de hand.



Download ook onze aparte
productbrochures op
www.enraf-nonius.com





Vacotron 460

Vacuümmodule:
De ideale partner
voor de Endomed 482
en de Sonopuls 492