



# Manumed Bobath

Voor veilige en comfortabele  
neurologische oefentherapie

# Manumed Bobath

Neurologische oefentherapie met de Manumed Bobath. Door het grote, extra brede behandeloppervlak van 100 of 120 cm breed, is het eenvoudig patiënten te ondersteunen en te begeleiden tijdens oefentherapie. De Bobath en Vojta

bewegingsmethoden zijn perfect uit te voeren door de ongeëvenaarde stabiliteit. Een stevige bank waardoor zowel patiënt als behandelaar de meest comfortabele behandelposities kunnen innemen.





## Manumed Bobath


- Zeer groot oppervlak (100 of 120x200cm)
- Wielhefmechanisme waardoor de bank gemakkelijk te verplaatsen is
- Hoogteverstelling elektrisch of hydraulisch
- De 2-delige variant is te gebruiken als neurologische oefenbank en als behandelbank




# Manumed Bobath 2-delig

## Type

- 511 Manumed Bobath 2-delig, hydraulisch H/L
- 521 Manumed Bobath 2-delig, elektrisch H/L



## BESTELGEGEVENS




# Manumed Bobath 1-delig

## BESTELGEGEVENS

### Type

- 510 Manumed Bobath 1-delig, hydraulisch H/L
- 520 Manumed Bobath 1-delig, elektrisch H/L



# Manumed Bobath

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


Afmetingen (lxb):	200 x 100 cm voor type 510 en 520 optioneel 120 cm breedte voor type 510 en 520 203 x 120 cm voor type 511 en 521
Hoogteverstelling:	44-97 cm
Tijdsduur hoogteverstelling (min.-max.):	ongeveer 18 sec.
Hefvermogen:	250 kg voor type 520 en 521 (electrisch) 200 kg voor type 510 en 511 (hydraulisch)
Netspanning:	120/230VAC 50/60 Hz
Opgenomen stroom:	2.0 A max.

LET OP: RONDONDBEDIENING IS EEN OPTIE.

Dit is een medisch hulpmiddel




Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via [www.enraf-nonus.com](http://www.enraf-nonus.com)).




# Manumed kleuren

## OPTIES<sup>(1)</sup>

Voor ieder interieur een eigen Enraf-Nonius bank. Ook in fysiotherapiepraktijken is een goede uitstraling belangrijk. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen in de ruimte waar zij behandeld worden. Omdat iedere praktijk anders ingericht is en een eigen kleur heeft, vinden wij het belangrijk dat ook de behandelbank binnen uw concept en sfeer past. Vandaar dat wij de behandelbanken kunnen produceren in meerdere frame- en skai-kleuren. Onze skai-bekleding is ftalatenvrij, vlamvertragend en biocompatibel; een unieke combinatie die deze skai geschikt maakt voor medisch gebruik!




(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie.




Manumed kleuren

# NATURAL



811 vulkaan zwart



850 walnoot



851 zand



886 blad




888 sneeuw




Manumed kleuren


# LIFESTYLE



410 antraciet




406 petrol



407 kers




408 terracotta



409 huid

Manumed kleuren

# EXECUTIVE




012 zwart




213 grijs




199 lavendel



204 siriusblauw



169 korenbloemblauw



170 baby blauw

## Frame kleuren

Ral 7035 grijs

Ral 9010 wit

OPTIES<sup>(1)</sup>



LET OPI! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie.

# Manumed Bobath

## OPTIES<sup>(1)</sup>

### Bekledingsvarianten

Bladbreedte	100 cm	120 cm
Standaard 4 cm dik	s	s
510 / 520	s	o
511 / 521	x	s

s = standaard o = optioneel x = niet beschikbaar




100 cm



120 cm

### Dichtheid schuim:

Standaard: 38 Kg/m<sup>3</sup>



Standaard

### Hoogteverstelling

A. Hydraulisch (510/511)

B. Elektrisch (520/521) Voetschakelaar (standaard)

C. Elektrisch (520/521) Rondombediening (optioneel)



A



B



C

(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie



# Manumed Bobath

## OPTIES<sup>(1)</sup>

### Hefvermogen

A. Elektrisch - max. 250 kg (standaard types 520/521)

B. Hydraulisch max 200 kg (types 510/511)



A



B

### Overige opties

Veiligheidsschakelaar



### Fixatiegordels


3445474 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 350 cm



3445474

## ACCESSOIRES

(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie



# Taboeretten

# ACCESSOIRES

- 3xxx010 Taboeret, hoogte instelbaar van 40-53 cm
- 3xxx011 Taboeret, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx012 Taboeret, met wielen, voetensteun en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx013 Volgkruk, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 43-56 cm
- 3xxx020 Taboeret, zadelzit, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012




3xxx013



3xxx020


In onderstaande kleuren leverbaar

NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px;">811</div> <div style="background-color: #c08040; color: white; padding: 5px;">851</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">410</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px;">408</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px;">012</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 5px;">213</div> <div style="background-color: #ccc; color: white; padding: 5px;">199</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">204</div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px;">169</div> <div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px;">170</div> </div>



# Kussens

3xxx002	Halfrol, met platte onderkant, klein, speciaal voor de enkel	28x9x11 cm
3xxx003	Halfrol, met platte onderkant, groot	56x16x18 cm
3xxx023	Massagerol	50x Ø15 cm
3xxx004	Nekrol, zandloper model	30x15 cm
3xxx005	Massagekussen	30x28x8 cm
3xxx015	Wigkussen	50x30x15 cm



In onderstaande kleuren leverbaar

NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE

# ACCESSOIRES




# Kussens

# ACCESSOIRES

1550813 Neusplug driehoekig <sup>(1)</sup> 16,5 x 21 cm

3445297 Wig volgens Kaltenborn, rubber <sup>(1)</sup> 22,5 x 10,5 x 8,5

3446161 Zandkussen 1,2 kg <sup>(2)</sup> 15x25 cm



1550813


(1) = alleen in zwart verkrijgbaar  
(2) = alleen in grijs leverbaar



3445297



3446161







# Manumed Bobath

Voor veilige en comfortabele  
neurologische oefentherapie

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Nederland  
[www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com) | [info@enraf-nonius.nl](mailto:info@enraf-nonius.nl) | + 31 - ( 0 ) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE