

1601563 - Kardiomed 540 Stair - 1 pc



Déscription

Kardiomed 540 Stair vous permet d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'entraînement. Il est doté d'un cadre moderne en aluminium blanc et d'un corps élégant en gris anthracite.

Caractéristiques principales:

- Pas d'alimentation électrique externe requise
- Dimensions: 102 x 73 x 160 cm
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier les exercices
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Détection automatique du poids pour un calcul précis des performances
- Système indépendant des pédales pour des mouvements variés
- Suspension amortie des pédales pour un entraînement en douceur et confortable
- Mode isocinétique pour une vitesse de chute de 4 à 27 m/min

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1601563
Poids	79 kg
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Type d'emballage	Pièce