

## 1601563 - Kardiomed 540 Stair - 1 pc



### Déscription

Kardiomed 540 Stair vous permet d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'entraînement. Il est doté d'un cadre moderne en aluminium blanc et d'un corps élégant en gris anthracite.

#### Caractéristiques principales:

- Pas d'alimentation électrique externe requise
- Dimensions: 102 x 73 x 160 cm
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier les exercices
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Détection automatique du poids pour un calcul précis des performances
- Système indépendant des pédales pour des mouvements variés
- Suspension amortie des pédales pour un entraînement en douceur et confortable
- Mode isocinétique pour une vitesse de chute de 4 à 27 m/min

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1601563
<b>Poids</b>	79 kg
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce