

1540139 - Lampe d'examen 7WP - sur statif - bras flexible - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen mobile LED sur trépied avec 5 roues. La lampe d'examen de Promotal est efficace et fiable et facilite votre examen médical. La lampe 7W est très polyvalente, puissante et confortable, cette lampe est équipée de LEDs de dernière génération - sans effet de chaleur.

Spécifications

Marque	Promotal
Contrôle de la mise au point	Non
Nombre de LEDs	7
Intensité lumineuse	25000 lux
Étendue du champ lumineux	10 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	65 cm
Composition	Acier inoxydable
sku	1540139
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce