

1571855 - Harnais - tête



Déscription

Le harnais de tête Exxentric est un accessoire essentiel pour tous ceux qui cherchent à entretenir et à renforcer les muscles de leur cou. Vous pouvez l'attacher à la fois à la kBox et à la kPulley et entraîner vos muscles sous différents angles. Le harnais de tête ne pèse que 300 g et sa taille est réglable.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------|
| Marque | Exxentric |
| sku | 1571855 |
| Réglementation Européenne | 2001/95/EC |
| Type d'emballage | Pièce |