

1541015 - Coussin bébé Relax - housse bi-tec - L 95 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin Baby Relax de Fico a été spécialement conçu en collaboration avec le service des prématurés des hôpitaux. Cet coussin procure aux prématurés et aux nouveau-nés un sentiment de sécurité et a une influence positive sur la croissance du bébé. La position fœtale aide le nouveau-né à dormir plus paisiblement et plus profondément. De plus, le coussin est ignifuge.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 95 cm
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1541015
Lavable	40 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce