

## 1609442 - Urinal hommes - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



### Déscription

Cet urinoir permet aux patients alités de bénéficier d'un confort optimal. L'urinoir est hermétiquement fermé et des graduations indiquent quand il est préférable de vider l'urinoir.

### Spécifications

<b>sku</b>	1609442
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Possibilité de vidange</b>	Oui
<b>Contenu</b>	1000 ml
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Sex</b>	Hommes
<b>Type d'emballage</b>	Pièce