

## 1014561 - Gobelet - haut - 25 ml - transparent - 1 x 60 pcs



### Déscription

Le gobelet à médicaments transparent en polypropylène est idéal pour administrer avec précision des médicaments jusqu'à 25 ml. Le gobelet est facile à empiler, a un fond antidérapant et va au lave-vaisselle.

### Spécifications

<b>Marque</b>	schwarz
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1014561
	Non
<b>Contenu</b>	25 ml
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Type d'emballage</b>	Boîte