


## 1610008 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 3/0 - 16 mm - 75 cm - FW502 - 36 pcs



## **Déscription**

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

## **Avantages**

- Multifilament
- Naturé



## **Spécifications**

Marque	Ethicon
SKU leverancier	FW502
Composition	Fibroïne
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
sku	1610008
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	3/0
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte