

## 1551633 - Midi Parasep Solvent Free sans réactif - 1 x 50 pcs



### Déscription

Concentrateurs de parasites fécaux de 50ml sans réactif. Pour la concentration propre et efficace de :

- Œufs et larves d'helminthes
- Kystes et oocystes de protozoaires

#### Avantages pour la santé et la sécurité

- Processus entièrement fermé
- Jetable
- A usage unique, élimine la contamination croisée
- Systèmes pré-remplis disponibles

### Spécifications

<b>Marque</b>	Apacor
<b>sku</b>	1551633
<b>Réglementation Européenne</b>	IVDR 2017/746
<b>Type d'emballage</b>	Set