

## 1533073 - Gobelet Nosey cutout - transparent - 340 ml - 1 pc



### Déscription

Une découpe spéciale au niveau du nez permet de boire tout en maintenant la tête et le cou droits et de ce fait facilite la déglutition. Ce gobelet à un rebord légèrement courbé. Polypropylène opaque. Résistant au lave-vaisselle (+ 80° C). Fourni avec une indication ml, a des nervures antidérapantes qui empêchent la coupe de glisser des mains des patients qui ont une prise moins ferme.

## Spécifications

<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Oui
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Non
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1533073
<b>Contenu</b>	340 ml
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Type d'emballage</b>	Pièce