

1518918 - Curette - inflexible courbée - 10 mm - 1 x 20 pcs



Déscription

La longueur totale de la curette est de 200 mm et présente une extrémité ronde et incurvée avec une ouverture. Boîte de 20 pièces, emballées individuellement de façon stérile. La taille indiquée représente le diamètre de la curette.

Spécifications

Marque	Gyneas
Stérile	Oui
Lavable/Disposable	Jetable
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	10 mm
Type d'emballage	Boîte