

## 1002638 - Pansement mousse 3M™ Tegaderm™ - 10 x 10 cm - 10 pcs



### Déscription

Le pansement en mousse non adhérent 3M™ Tegaderm™ est un pansement primaire conçu pour s'adapter aux environnements changeants de la plaie grâce à sa construction unique à quatre couches. Les pansements en mousse non adhérents conviennent aux plaies faiblement à fortement exsudatives. La technologie de couche innovante absorbe et évapore l'humidité pour créer un environnement optimal pour la cicatrisation des plaies. Évacue rapidement l'exsudat et maintient un noyau hautement absorbant, empêche la pénétration des fluides et est facile à appliquer.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	Mousse
<b>sku</b>	1002638
<b>Stérile</b>	Non
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Taille</b>	10 x 10 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte