

1543652 - Gobelet - 2 couvercles 4/12 mm - bleu - 250 ml - 1 pc



Déscription

Un gobelet léger et robuste en polypropylène avec 1 anse et 2 couvercles pour aider les personnes ayant des difficultés à avaler et à boire.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Oui
Anse	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1543652
Contenu	250 ml
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce