

## 1611088 - Suprasorb®H Hydrocol pansement standard - 15 x 15 cm - stérile - 5 pcs



### Déscription

Suprasorb H Hydrocol Standard est un pansement hydrocolloïde spécialement conçu pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives. Le pansement favorise un environnement humide pour la plaie, ce qui accélère la cicatrisation en soutenant le débridement autolytique. Les hydrocolloïdes actifs dans le pansement absorbent l'exsudat de la plaie et forment un gel qui protège et hydrate la surface de la plaie.

Il est adapté pour le traitement des plaies superficielles telles que les éraflures, les ampoules, les brûlures au premier et au deuxième degré, les escarres, ainsi que les ulcères veineux de jambe.

La durée de port du pansement est de maximum 7 jours.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Film de polyuréthane recouvert d'hydrocolloïde.
<b>sku</b>	1611088
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couches</b>	2 couches
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Taille</b>	15 x 15 cm
<b>Taille</b>	15 x 15 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte