

1543551 - Balance mécanique MS50 blanc - 135 kg - 1 pc



Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Code CNK	CNK 2597-110
Calibré	Non
Poids max.	135 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543551
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques