

1560279 - NĚO System

DĚscription

NĚo est la solution la plus facile à utiliser pour la surveillance aEEG et EEG des patients les plus petits et les plus vulnĚrables. NĚo simplifie le flux de travail, depuis l'application des ělectrodes, l'annotation des ěvĚnements, l'ěvaluation de l'aEEG jusqu'ā l'exportation des donnĚes. Il s'intĚgre de maniĚre optimale dans la routine dĚjā chargĚe de l'USIN et permet de surveiller ā la fois l'aEEG et l'EEG de tous les bĚbĚs pathologiques ā terme et prĚmaturĚs. Avec un maximum de 8 canaux, nĚo peut enregistrer des donnĚes riches en arriĚre-plan pour les neurologues pĚdiatriques, tandis que 2 canaux affichent l'aEEG pour la surveillance de routine. Cela permet aux experts de consulter des informations prĚcieuses au moment oĹ ils en ont besoin, sans avoir ā attendre des enregistrements supplĚmentaires pendant les phases critiques.

SpĚcifications

Marque	Ant Neuro
sku	1560279
RĚglementation EuropĚenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	PiĚce