

1603539 - Surflo™-W - I.V. cathéter - 22G x 25 mm - rose - 1 x 50 pcs

Déscription

Les cathéters I.V. Surflo™-W sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et offrent une grande stabilité pendant l'utilisation.

Le cathéter translucide indique que le cathéter a été correctement inséré dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter dans la veine.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM2032WX(NIEUWSR+DM2032WD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: FEP + BaSO4 • Embase de cathéter: polypropylène + master batch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: copolymère styrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: Copolymère styrène/butadiène • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1603539
Mécanisme de sécurité	Non
Débit	59 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.75 mm
Diamètre externe cathéter	1 mm
Couleur	Roze
Diamètre externe	20G x 1 mm
Dimensions	20G x 32 mm
Dimensions en mm	1 x 32 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte