

1600111 - Tabouret sur 5 roulettes - réglable manuellement 47 x 67,5 cm



Déscription

Les selles médicales de Promotal sont plébiscitées par tous et sont d'une qualité optimale. La conception du tabouret tient compte de tous les aspects importants de votre activité : confort, sécurité, hygiène.

Spécifications

Marque	Promotal
Diamètre du siège	37 cm
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Nombre de roues	5
sku	1600111
Couleur	Bleu
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	47 x 67,5 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège carré