

## 1600111 - Tabouret sur 5 roulettes - réglable manuellement 47 x 67,5 cm



### Déscription

Les selles médicales de Promotal sont plébiscitées par tous et sont d'une qualité optimale. La conception du tabouret tient compte de tous les aspects importants de votre activité : confort, sécurité, hygiène.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>Diamètre du siège</b>	37 cm
<b>sku</b>	1600111
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Matériel châssis</b>	Aluminium poli
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	47 x 67,5 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège carré