

## 1012104 - HEINE spéculums jetables b-000.11.242 pour otoscope HEINE diagnostic - 2,5 mm - 1 x 1000 pcs



### Déscription

A usage unique. Pour un ajustement plus sûr, une meilleure transmission de la lumière et une meilleure hygiène. Qualité garantie. Pas d'arêtes vives. Convient aux otoscopes BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. et mini 3000.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	B-000.11.242
<b>Compatible avec</b>	Otoscope Heine BETA 100; Otoscope Heine K100
<b>sku</b>	1012104
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	2,5 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>type de spéculum</b>	Spéculums jetables