

## 1611018 - MG50 pistolet de massage - 1 pc



### Déscription

Vous pouvez utiliser le pistolet de massage Tunturi MG50 parfaitement avant votre séance d'entraînement pour échauffer les muscles, ou après pour réduire la douleur et la tension dans votre corps. L'appareil de massage professionnel stimule la circulation sanguine et favorise la récupération musculaire.

- Réduit le stress, la douleur et la tension musculaire
- Stimule la circulation sanguine
- Avec 20 vitesses différentes
- 4 têtes
- 3 programmes
- Utilisation silencieuse

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tunturi
<b>Dimensions du produit</b>	L 7 cm, H 24.5 cm, L 23 cm
<b>sku</b>	1611018
<b>Programmes de massage</b>	4
<b>Nombre de têtes de massage</b>	4
<b>Normes</b>	EN-957
<b>Puissance</b>	20 W
<b>Alimentation</b>	Batteries rechargeables
<b>Type d'emballage</b>	Pièce