

## 1020295 - Tensiomètre manuel Classic - tuyau 2-en-1 - brassard crochets adultes - étui - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre manuel Classic applique la méthode de mesure la plus utilisée. Les chocs de la poire sont poussés vers le manomètre qui affiche la pression correcte. Le stéthoscope est solidement fixé dans le brassard et la grande échelle est facile à lire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>sku</b>	1020295
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes