

1018492 - WelchAllyn brassard velcro + poumon avec 2 tuyaux - obèses - 1 pc



Déscription

Le brassard de tensiomètre en deux parties avec velcro est un brassard traditionnel composé d'un brassard et d'une vessie amovibles. Ce brassard est conçu pour être utilisé avec les grands anémomètres, les anémomètres muraux, les anémomètres manuels et les sphygmomanomètres à mercure.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	WelchAllyn Maxi Stabil 3; WelchAllyn 767
Portée du brassard	33 - 41 cm
sku	1018492
Groupe cible	Obèse
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	L
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro