

1624634 - HEINE visionPRO Sac de transport - 1 pc



Déscription

Le **sac de transport HEINE visionPRO** offre la solution idéale pour le **rangement et le transport sécurisés** du vidéolaryngoscope HEINE visionPRO et de ses accessoires. Fabriqué en **matériau high-tech durable et déperlant**, avec une fermeture éclair robuste et une poignée de transport, ce sac assure une protection optimale, même dans un environnement clinique fréquenté.

Caractéristiques principales

- **Stockage et transport sécurisés** pour :

Unité d'affichage VisionPRO, poignée VisionPRO, jusqu'à **5 lames HEINE en matériau recyclé**, accessoires détachés tels que station de charge et câbles

- **Robuste et durable** – fabriqué en matériau high-tech déperlant
- **Design pratique** – compact avec fermeture éclair et poignée de transport
- **Hygiénique** – facile à nettoyer et à entretenir
- **Dimensions** : 31 x 19 x 10 cm (L x P x H)

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-159.00.000
sku	1624634
Type d'emballage	Pièce