

1624634 - HEINE visionPRO Sac de transport - 1 pc



Déscription

Le sac de transport HEINE visionPRO offre la solution idéale pour le rangement et le transport sécurisés du vidéolaryngoscope HEINE visionPRO et de ses accessoires. Fabriqué en matériau high-tech durable et déperlant, avec une fermeture éclair robuste et une poignée de transport, ce sac assure une protection optimale, même dans un environnement clinique fréquenté.

Caractéristiques principales

• Stockage et transport sécurisés pour :

Unité d'affichage VisionPRO, poignée VisionPRO, jusqu'à **5 lames HEINE en matériau recyclé**, accessoires détachés tels que station de charge et câbles

- Robuste et durable fabriqué en matériau high-tech déperlant
- Design pratique compact avec fermeture éclair et poignée de transport
- Hygiénique facile à nettoyer et à entretenir
- Dimensions: 31 × 19 × 10 cm (L × P × H)



Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-159.00.000
sku	1624634
Type d'emballage	Pièce