

1576713 - 3M™ Red Dot™ Micropore™ électrodes autocollantes avec connexion - 20 x 50 pcs



Déscription

Ces électrodes de surveillance 3M™ Red Dot™ utilisent une technologie adhésive avancée, hautement conductrice, pour une adhésion ferme et durable, mais elles peuvent être facilement retirées à tout moment. Les électrodes sont particulièrement adaptées aux soins critiques, aux soins intensifs, à la cardiologie et à la gériatrie.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Micropore paper tape
sku	1576713
Produits similaires	Non
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Carton