

## 1573555 - Cover pour ComfyBelly - L - 1 pc



### Déscription

Couverture pour le Benjamin Care ComfyBelly

- La couverture en tissu est faite de textiles techniques.
- La partie intérieure est amovible selon le protocole hospitalier.
- Le ComfyBelly est lavable à 60-95° et convient au sèche-linge.

### Spécifications

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marque           | Benjamin Care  |
| SKU leverancier  | CB-007-001-CBL |
| sku              | 1573555        |
| Taille           | L              |
| Type d'emballage | Pièce          |