

1543672 - Gobelet 2 couvercles 4/12 mm - rouge - 250 ml - 1 pc



Déscription

Un gobelet léger et robuste en polypropylène avec 1 anse et 2 couvercles pour aider les personnes ayant des difficultés à avaler et à boire.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1543672
Couverture	Oui
Contenu	250 ml
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce