

1546403 - Linido fixation miroir basculant - blanc - 1 pc



Déscription

Fixation de miroir basculant qui peut être facilement inclinée pour une utilisation en miroir assis ou debout, et qui peut également être utilisée comme support. À utiliser avec un miroir d'un diamètre maximal de 60 cm et d'une épaisseur maximale de 6 mm.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2642.0011-02
sku	1546403
Catégorie supports muraux	Accessoires pour supports muraux
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce