

## 1544793 - Sangle universelle avec tête - avec clips - XL - 1 pc



### Déscription

Une sangle universelle avec des clips, un appui-tête et des sections de jambes rembourrées divisées. Ce harnais convient aux transferts généraux et possède une petite ouverture à des fins hygiéniques, des baleines amovibles à l'arrière. A une capacité de charge maximale de 220 kg, peut être lavé à 85° et peut être séché au sèche-linge à basse température de maximum 50°. L'écharpe est en 100% polyester et sèche rapidement après du contact avec de l'eau.

#### Mesures du tour d'épaule :

Small 86-96 cm  
Medium 96-108 cm  
Large 108-130 cm  
Extralarge 130-144 cm  
Extra extra large 144-160 cm

#### Dimensions hauteur :

Small 66-74 cm  
Medium 74-80 cm  
Large 80-88 cm  
Extralarge 88-100 cm  
Extra extralarge 96-104 cm  
Extra extra large 96-104 cm

## Spécifications

<b>Marque</b>	Silvalea
<b>Composition</b>	100% polyéstre
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
<b>Appui-tête</b>	Oui
<b>sku</b>	1544793
<b>Fixation sangles</b>	Clips
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	220 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	XL
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de sangles</b>	Règle télescopique