

1603595 - Stabilizer Pressure Biofeedback Unit - 1 pc



Déscription

Le Stabilizer Pressure Biofeedback Unit est un appareil simple, conçu par des physiothérapeutes, qui mesure les changements de pression dans une cellule de pression remplie d'air.

L'appareil permet de contrôler les mouvements du corps pendant l'exercice, en particulier les mouvements de la colonne vertébrale.

Spécifications

Marque	bodybow
sku	1603595
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce