

1543984 - Renol sangles chevilles sécurisées - taille unique - 18-28 cm - paire



Déscription

Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.

En combinaison avec une ceinture de connexion, tout mouvement de jambe est rendu impossible.

Lors de l'immobilisation des chevilles, il faut absolument s'assurer que le patient est bien maintenu au niveau de la taille et/ou des poignets. Sinon, le patient pourrait être gravement blessé en essayant de se libérer. Option nécessaire: 4 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFA17200
Options nécessaires	4 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543984
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + serrure
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville
Usage de la fixation	Au lit/brancard