

## 1543984 - Renol sangles chevilles sécurisées - taille unique - 18-28 cm - paire



### Déscription

Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.

En combinaison avec une ceinture de connexion, tout mouvement de jambe est rendu impossible.

Lors de l'immobilisation des chevilles, il faut absolument s'assurer que le patient est bien maintenu au niveau de la taille et/ou des poignets. Sinon, le patient pourrait être gravement blessé en essayant de se libérer. Option nécessaire: 4 serrures+ 1 clé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFA17200
<b>Options nécessaires</b>	4 serrures et 1 clé
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543984
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Velcro + serrure
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation cheville
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard