

1559303 - Texa® compresses de gaze - non-stériles - 5 x 5 cm - 10 x 100 pcs



Déscription

Les compresses de gaze Texa® sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	100% coton - tissé à 17 fils
Stérile	Non
sku	1559303
Couches	8 couches
Quantité par emballage	10 x 100 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5 x 5 cm
Type d'emballage	Carton