

## 1006962 - Leukoplast® soft white - rouleau - 8 cm x 5 m - 1 pc



### Déscription

Le pansement blanc doux Leukoplast est composé à 100 % de non-tissé avec une couche adhésive acrylique et une gaine en polyéthylène. Le pansement convient pour couvrir et panser les petites plaies à peau sensible. Les pansements pour plaies sont très perméables à l'air et à la vapeur d'eau et conviennent parfaitement aux patients à peau sensible tels que les bébés.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	Matière 100% intissé, adhésif acrylique, gaine polyéthylène
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1006962
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	8 cm x 5 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce