

1008950 - Microlife thermomètre "hopital" - 1 pc



Déscription

Le MT 50 **Microlife** permet aux personnes de prendre leur propre température corporelle à domicile. Cet appareil affiche les résultats en 60 secondes et contient une solution sans mercure pour la mesure de la température. Le thermomètre n'a pas d'embout métallique et est étanche. Le MT 50 effectue un auto-test automatique et s'éteint automatiquement. Il indique quand la batterie est faible et possède une mémoire intégrée.

Spécifications

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marque | Microlife |
| Digital | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Alarme fièvre | Non |
| Non contact | Non |
| Embout souple | Non |
| Taxe Bepat | 0.05 EUR |
| Indicateur de piles faibles | Oui |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui |
| sku | 1008950 |
| Normes | EN ISO 13485:2016 |
| Etat des documents | Expiré |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de thermomètre | Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal |
| Vitesse de mesure | 60 sec |