

## 1008950 - Microlife thermomètre "hopital" - 1 pc



### Déscription

Le MT 50 **Microlife** permet aux personnes de prendre leur propre température corporelle à domicile. Cet appareil affiche les résultats en 60 secondes et contient une solution sans mercure pour la mesure de la température. Le thermomètre n'a pas d'embout métallique et est étanche. Le MT 50 effectue un auto-test automatique et s'éteint automatiquement. Il indique quand la batterie est faible et possède une mémoire intégrée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Alarme fièvre</b>	Non
<b>Non contact</b>	Non
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1008950
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
<b>Vitesse de mesure</b>	60 sec