

## 1018990 - Lames de bistouri nr 15 - non-stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

La lame n° 15, avec son petit bord coupant incurvé, La n° 15 est compatible avec les manches 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9, B3 et B3L.

### Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Swann Morton                   |
| <b>Stérile</b>                   | Non                            |
| <b>Composition</b>               | Acier inoxydable               |
| <b>sku</b>                       | 1018990                        |
| <b>Normes</b>                    | ISO 13485:2016                 |
| <b>Numéro du bistouri</b>        | 15                             |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                          |