

## 1572383 - Capuchon pour seringues d'Enfit - 50 paquets de 8 pcs



### Déscription

Les seringues Enfit peuvent être fermés à l'aide des capuchons d'étanchéité jusqu'à leur utilisation. Elles peuvent être raccordées aux seringues Enfit - et Enfit à faible dose.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Medicina
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1572383
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Type d'emballage</b>	Boîte