

1572383 - Capuchon pour seringues d'Enfit - 50 paquets de 8 pcs



Déscription

Les seringues Enfit peuvent être fermés à l'aide des capuchons d'étanchéité jusqu'à leur utilisation. Elles peuvent être raccordées aux seringues Enfit - et Enfit à faible dose.

Spécifications

Marque	Medicina
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1572383
Mécanisme de sécurité	Non
Produits similaires	Non
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Type d'emballage	Boîte