

## 1549910 - Flovac sacs jetables pour conteneur 2 litre - 1 x 50 pcs



### Déscription

FLOVAC® DISPOSABLE LINERS équipé d'une doublure jetable en polyéthylène, d'un filtre hydrophobe, d'un filtre antibactérien, d'un système de trop-plein et d'un récipient réutilisable avec une échelle claire en ml par intervalles de 50 ml. Le kit de gélification est une poudre contenue dans les doublures avec une fonction germicide qui transforme le liquide aspiré en une masse semi-solide, prévenant ainsi les risques de contamination croisée du personnel chargé de l'hygiène et de l'élimination des déchets.

### Spécifications

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque                    | Cami                         |
| sku                       | 1549910                      |
| Etat des documents        | Expiré                       |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Statut d'approbation      | A approuver                  |
| Type d'emballage          | Boîte                        |