

## 1105688 - Stiefel poinçons de peau - 8 mm - stérile - 1 x 10 pcs



### Déscription

Les poinçons de peau Stiefel sont utilisées pour des ponctions cutanées précises et sont disponibles en différentes tailles. Les poinçons de peau sont emballées individuellement de manière stérile et sont adaptées à un usage unique. Le manche a une prise ferme et la lame est en acier inoxydable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Cemex_Trescon
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1105688
<b>Lavable/Disposable</b>	Jetable
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Qualité instruments</b>	n/a
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	8 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte