

1558617 - Accu-Chek - tiges de glycémie - 1 x 50 pcs



Déscription

Pas de gaspillage de bandelettes - l'emballage SmartPack de Roche vous permet de prendre une bandelette à la fois. Bandelette avec une large zone d'application - appliquez une petite goutte de sang n'importe où sur la large zone d'application jaune. En moins de 4 secondes, votre glycémie est mesurée. Testez même dans l'obscurité, grâce à un écran lumineux et à un port de bandelette éclairé.

Utilisation: Retirez les bandelettes usagées du lecteur de façon hygiénique d'un simple clic sur le bouton d'éjection des bandelettes.

Spécifications

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Marque | Roche |
| Code de vérification | Non |
| Transfert de données par wifi | Non |
| sku | 1558617 |
| Catégorie de glucomètre | Glucomètres et bandelettes |
| Réglementation Européenne | IVD 98/79/EC |
| Type d'emballage | Boîte |