

## 1010815 - Bas en jersey - bras - 5 cm x 25 m - 1 pc



### Déscription

Bastos Viegas bas en jersey sans couture adapté au support des cuisses, des bras ou des jambes. Il protège principalement en traumatologie, dermatologie et orthopédie. Le bas est extensible en largeur, a un poids de 400g/m<sup>2</sup>.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Bastos Viegas                |
| <b>Stérile</b>                   | Non                          |
| <b>Composition</b>               | 100% coton                   |
| <b>sku</b>                       | 1010815                      |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Taille</b>                    | 5 cm x 25 m                  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |