

1574310 - Housse épongé pour coussin Relax pour talon - grège - 1 pc



Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

| | |
|---|---------|
| Marque | Fico |
| sku | 1574310 |
| Couleur housse | Grège |
| Lavable | 60 °C |
| Marque du matériel de positionnement | Relax |
| Matériel | Eponge |
| Type d'emballage | Pièce |